

Кроличья Поликлональная Антитела Против S100/S100A1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P23297

Артикул: CM0016294



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого S100/S100A1 для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознают человеческий, мышиный, крысиный белок. S100A1 — это сердечный кальций-связывающий белок, регулирующий гомеостаз Ca^{2+} .

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против S100/S100A1
Примечания/Алиасы	S100; S100A; S100-альфа; S100/S100A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6271
ID гена	6271
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-94 человеческого S100/S100A1 (NP_006262.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23297
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом