


Антитело Кролика Против S1Pr2 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95136

Артикул: CM0019536



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого S1PR2 (O95136), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигналинга S1P, GPCR и потери слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S1PR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFNB68; Gpcr13; S1PR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9294
ID гена	9294
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 250-353 человеческого S1PR2 (NP_004221.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O95136
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом