


Кроличье Моноклональное Антитело Против S1Pr3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q99500

Артикул: CM0002339



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против S1PR3, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Взаимодействует с человеческим, мышиным и крысиным S1PR3 (EDG3). Идеально подходит для изучения сигнальных путей рецептора сфингозин-1-фосфата и связанных биологических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S1PR3 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791021.3; S1PR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1903
GeneID	1903
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого S1PR3 (Q99500).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99500
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом