


Кроличья Поликлональная Антитело К S1Pr5 Для Вб, Ифа - Q9H228

Артикул: CM0018987



введение

Кроличья поликлональная антитело к S1PR5 для вестерн-блоттинга и ИФА. Направлена против сфингозин-1-фосфатного рецептора 5 человека (EDG8) — GPCR, участвующего в разнообразных физиологических процессах. Предназначено для исследований в области нейробиологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S1PR5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
Вид реагирования	Человек
ID гена	53637
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 307–398 S1PR5 человека (NP_110387.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H228
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет