


Кроличье Поликлональное Антитело Против S6 Рибосомного Белка (Rps6) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P62753

Артикул: CM0029367



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого S6 рибосомного белка (RPS6). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяет человеческий, мышинный, крысиный белок. Для исследований рибосом и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S6 рибосомный белок (RPS6) Кроличье pAb
Примечания / Псевдонимы	S6; eS6; S6 рибосомный белок (RPS6)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6194
ID гена	6194
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-130 человеческого RPS6 (NP_001001.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62753
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом