


Поликлональное Антитело Против Saa1 Для Вестерн-Блота И Ифа - P0DJi8

Артикул: CM0015370



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SAA1 (сывороточный амилоид A1). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований острофазных белков и амилоидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAA1 кроличье пАт
Примечания/алиасы	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6288
GeneID	6288
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SAA1 (NP_000322.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DJi8
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодильный пакет