


Поликлональные Кроличьи Антитела К Sae1 Для Вб, Ифа — Q9Ube0

Артикул: CM0030252



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку SAE1 (субъединица 1 SUMO-активирующей фермента). Подходит для вестерн-блота и ИФА, детектирует SAE1 человека и мыши. Для исследований сумоилирования и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAE1 кроличьи ппА
Примечания/алиасы	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10055
GeneID	10055
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-346 человеческого SAE1 (NP_005491.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UBE0
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С пакетом льда