

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Safb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q15424

Артикул: CM0007022

введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против SAFB для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген для исследований регуляции транскрипции и корепрессора эстрогенового рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAFB Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6294
GeneID	6294
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 815-915 человеческого SAFB (NP_002958.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15424
Молекулярный вес белка	103 кДа
Доставка	С ледяным пакетом