

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Safb2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q14151

Артикул: CM0027038

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SAFB2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают SAFB2 (~107 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на фактор прикрепления к скаффолду B2, участвующий в организации хроматина и регуляции транскрипции. Идеальны для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAFB2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	SAFB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9667
GeneID	9667
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-255 человеческого SAFB2 (NP_055464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14151
Молекулярный вес белка	107кДа
Доставка	Сумка со льдом