

Антитело Кролика Против Safb2 (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q14151

Артикул: CM0015301

введение

SAFB2 Rabbit pAb — поликлональное антитело для WB, IHC-P, ELISA, обнаруживающее человеческий, мышиный и крысиный SAFB2, фактор прикрепления к каркасу, участвующий в репрессии эстрогенового рецептора и ингибировании клеточной пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAFB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAFB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9667
GeneID	9667
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-255 человеческого SAFB2 (NP_055464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14151
Молекулярный вес белка	107кДа
Доставка	Сумка со льдом