

Поликлональное Антитело К Sag (S-Аррестину) - P10523

Артикул: CM0016965

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SAG (S-аррестина) для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга родопсина и сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAG Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RP47; RP96; S-AG; SAG
Вид	Человек
GeneID	6295
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-405 человеческого SAG (NP_000532.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P10523
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом