

Моноклональное Антитело Против Sall4 Для ИHC-P И Ифа — Q9Ujq4

Артикул: CM0005886



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому Sall4 для применения в ИHC-P и ИФА. Идеально подходит для исследований поддержания стволовых клеток и лейкемии. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Молекулярная масса ~112 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Sall4 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Вид	Человек
ID гена (человек)	57167
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого Sall4
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UJQ4
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Холодильный пакет