

Поликлональное Антитело Против Sall4 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujq4

Артикул: CM0018839



введение

Это кроличье поликлональное антитело против Sall4 нацелено на человеческий белок Sall4 (UniProt Q9UJQ4), валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам и предназначено для исследований стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Sall4
Примечания/Альтернативные названия	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57167
GeneID	57167
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 853-1053 человеческого белка Sall4 (NP_065169.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJQ4
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом