

Моноклональное Антитело К Samm50 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы) И Elisa - Q9Y512

Артикул: CM0004966



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок SAMM50, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований митохондрий и разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к SAMM50 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Вид	Человек
GeneID	25813
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого белка SAMM50 (Q9Y512).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y512
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом