

Поликлональное Антитело Кролика Против Sap130 Для Wb И Elisa — Q9H0E3

Артикул: CM0017889

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SAP130, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для изучения транскрипционной репрессии и функции комплекса mSin3A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к SAP130
Примечания/синоним	SAP130
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79595
Идентификатор гена	79595
Иммуноген	Рекомбинантный белок/рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 819-1048 человеческого SAP130 (NP_078821.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9H0E3
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Пакет со льдом