


Поликлональная Антитело Кролика Против Sar1B Для Wb, Elisa - Q9Y6B6

Артикул: CM0030917



введение

Поликлональная антитело кролика против человеческого SAR1B (SWISS: Q9Y6B6). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Направлено против небольшой GTPазы оболочки COPII, участвующей в транспорте из ЭПР в Гольджи и трафике липопротеинов. Идеально подходит для диагностических и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAR1B кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
Вид	Человек
ID гена (человек)	51128
ID гена	51128
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, соответствующий аминокислотам 1-198 человеческого SAR1B (NP_057187.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6B6
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодовой пакет