

Поликлональное Кроличье Антитело Против Саркоспана (Sspn) Для Wb — Q14714

Артикул: CM0013698

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого саркоспана (SSPN), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований дистрофин-гликопротеинового комплекса и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSPN Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
Вид	Человек
GeneID	8082
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого SSPN (NP_005077.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14714
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом