

Моноклональное Антитело Anti-Sarm1 Для Wb, Elisa — Q6Pds3

Артикул: CM0007083

введение

Мышиное моноклональное антитело, направленное против Sarm1, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенный Sarm1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований дегенерации аксонов и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело к Sarm1
Примечания/синонимы	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	23098
Идентификатор гена	237868
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиного Sarm1 (NP_766383.2).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6PDS3
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом