


Поликлональные Антитела Против Sarm1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - Q6Szw1

Артикул: CM0022419



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SARM1 для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA). Обнаруживает человеческий белок SARM1 — ключевую НАД⁺-гидролазу, участвующую в программированной гибели аксонов и сигналинге врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARM1 Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	23098
ID гена	23098
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 625-724 человеческого SARM1 (NP_055892.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6SZW1
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Хладоэлемент