


Антитело Кролика Поликлональное Против Sarnp Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82979

Артикул: CM0015228



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SARNP (CIP29/Hsc-1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. SARNP является компонентом комплекса TREX, участвующим в экспорте мРНК и регуляции роста клеток. Подходит для исследований в области онкологии и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARNP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HCC1; THO1; CIP29; HSPC316; SARNP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84324
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого SARNP (NP_149073.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P82979
Молекулярная масса белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом