

Поликлональное Антитело К 3CLpro Sars-Cov-2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P0Dtc2

Артикул: CM0024409



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к 3CLpro SARS-CoV-2, основной вирусной протеазе. Идеально подходит для методов ВБ, ИФ/ИКК и ИФА в исследованиях COVID-19, мониторинге терапии и разработке диагностических наборов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАнт к 3CLpro SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–306 3CLpro коронавируса (YP_009725295.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Холодильный пакет