


Моноклональное Антитело Против Белка N Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P59595

Артикул: CM0003192



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против белка N (нуклеокапсида) SARS-CoV-2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований COVID-19 и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против белка N SARS-CoV-2, без БСА и глицерина
Примечания/Псевдонимы	Нуклеопротеин; NP; Белок N SARS-CoV-2
Вид	коронавирус
GeneID (человек)	2019-nCoV
GeneID	43740575
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок полной длины нуклеопротеина SARS-CoV-2 (P59595)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	Сухой лед