


Поликлональные Кроличьи Антитела К Белку N Anti-Sars-Cov-2 Для Wb, Elisa - P59595

Артикул: CM0020939



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные на нуклеопротеин (белок N) SARS-CoV-2. Валидированы для WB и ELISA. Обнаруживают белок размером ~46 кДа. Подходят для исследований сборки вируса, взаимодействия с хозяином и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи pAb к белку N SARS-CoV-2
ID гена	1489678
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 нуклеопротеина коронавируса (NP_828858.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	Сумный пакет