


Поликлональное Кроличье Антитело Против Nsp12 Sars-Cov-2 Для Wb, Elisa — P0Dtd1

Артикул: CM0020123



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против NSP12 SARS-CoV-2 (РНК-полимеразы) для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознаёт SARS-CoV-2; подходит для изучения репликации вируса и разработки диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против NSP12 SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 NSP12 коронавируса (YP_009725307.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом