


Поликлональное Кроличье Антитело К Nsp13 Sars-Cov-2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtd1

Артикул: CM0022063



введение

Поликлональное кроличье антитело против геликазы NSP13 SARS-CoV-2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с SARS-CoV-2. Идеально подходит для исследований вирусной репликации и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NSP13 SARS-CoV-2
Вид	SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-601 коронавируса NSP13 (YP_009725308.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом