


Антитело Кролика Поликлональное Против Nsp15 Sars-Cov-2 Для Wb, Elisa - P0Dtd1

Артикул: CM0024312



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное на эндорибонуклеазу NSP15 SARS-CoV-2, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает вирусный белок NSP15, участвующий в репликации РНК и уклонении от иммунного ответа. Идеально подходит для исследований COVID-19.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 NSP15 кролик pAb
ID гена	43740578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 6600-6700 белка NSP15 коронавируса (YP_009724389.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярный вес белка	794 кДа
Доставка	Сумка со льдом