


## Кроличье Поликлональное Антитело Против Sars-Cov-2 Nsp16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Dtd1

Артикул: CM0019413



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SARS-CoV-2 NSP16 (2'-О-метилтрансферазы) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Важный инструмент для изучения репликации коронавируса и механизмов уклонения от иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против SARS-CoV-2 NSP16                                                                                                  |
| ID гена                   | 43740578                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 236-290 NSP16 коронавируса (YP_009725302.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | SARS-CoV-2                                                                                                                            |
| SWISS                     | P0DTD1                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 794 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                     |