


Кроличья Поликлональная Антитело Против Nsp2 Sars-Cov-2 Для Wb И Ифа - P0Dtd1

Артикул: CM0024677



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на неструктурный белок 2 (NSP2) SARS-CoV-2. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Используется в исследованиях вирусной репликации, ингибирования трансляции хозяина и уклонения от врожденного иммунитета. UniProt: P0DTD1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против NSP2 SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 неструктурного белка 2 коронавируса (YP_00742609.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Доставка	Аккумулятор холода