


Поликлональные Антитела Против Nsp3 Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P0Dtd1

Артикул: CM0020741



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NSP3 SARS-CoV-2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на область NSP3 репликазного полипротеина 1ab SARS-CoV-2 (UniProt P0DTD1). Идеально подходят для изучения вирусной репликации и взаимодействия с хозяином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 NSP3 Rabbit pAb
Идентификатор гена (GeneID)	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 NSP3 коронавируса (YP_009725299.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Доставка	Сумка со льдом