


Поликлональное Антитело Кролика Против Nsp4 Sars-Cov-2 Для Вб, Ип, Ифа - P0Dtd1

Артикул: CM0022837



введение

Поликлональное антитело кролика против NSP4 SARS-CoV-2, подходящее для ВБ, ИП, ИФА. Нацелено на ключевой вирусный белок репликазы, участвующий в формировании везикул с двойной мембраной, помогает в исследованиях SARS-CoV-2 и разработке диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NSP4 SARS-CoV-2
ID гена	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 400-500 NSP4 коронавируса (YP_009725300.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Доставка	Холодовой пакет