

Поликлональные Антитела К Внеклеточному Домену Спайка Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P0Dtc2

Артикул: CM0021544



введение

Кроличьи поликлональные антитела к внеклеточному домену спайка SARS-CoV-2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают внеклеточный домен гликопротеина спайка, что существенно для исследований проникновения вируса и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 Spike ECD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	гликопротеин спайка; SARS-CoV-2 Spike ECD
GeneID	43740568
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-1208 внеклеточного домена спайка коронавируса (YP_009724390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярный вес белка	141кДа
Доставка	Сумка со льдом