

Поликлональные Кроличьи Антитела К Спайку (S) Anti-Sars-Cov-2 Для Wb - P0Dtc2

Артикул: CM0020686



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные на спайк-гликопротеин (S) SARS-CoV-2. Валидированы для WB, DB, IF/ICC, IP и ELISA. Специфичны к спайку SARS-CoV-2. Подходят для исследований вирусного проникновения, слияния и иммунного уклонения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 Spike Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	спайк-гликопротеин; SARS-CoV-2 Spike
GeneID	43740568
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 спайка коронавируса (YP_009724390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	Сумка-холодильник