

Поликлональные Антитела К Антидомену Связывания Рецептора (Rbd) Спайкового Белка Sars-Cov-2 (Omicron) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P0Dtc2

Артикул: CM0020630



введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против домена связывания рецептора спайкового белка SARS-CoV-2 (вариант Omicron). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают SARS-CoV-2. Идеальны для исследований COVID-19 и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	рAb к белку RBD спайка (Omicron) SARS-COV-2
Примечания/Псевдоним	шиковый гликопротеин
ID гена	43740568
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 319-541 белка RBD спайка (Omicron) коронавируса SARS-COV-2 (P0DTC2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	В ледяном пакете