

Поликлональные Антитела К Rbd Спайка Sars-Cov-2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Артикул: CM0023226



введение

Кроличьи поликлональные антитела, распознающие рецептор-связывающий домен (RBD) спайкового гликопротеина SARS-CoV-2 (P0DTC2). Валидированы для WB, IF/ICC, IP и ELISA; реагируют с SARS-CoV-2. Идеальны для изучения проникновения вируса и нейтрализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 Spike RBD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	спайковый гликопротеин; SARS-CoV-2 Spike RBD
ID гена	43740568
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 332-550 RBD спайкового белка коронавируса (YP_009724390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярный вес белка	141кДа
Доставка	Сумка-холодильник