

Поликлональное Антитело Кролика Против Субъединицы S1 Шиповидного Белка Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P59594

Артикул: CM0021770



введение

Поликлональное антитело кролика против субъединицы S1 шиповидного белка SARS-CoV-2 (E2), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с SARS-CoV. Молекулярная масса целевого белка составляет 139 кДа; доступ в UniProt: P59594.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 Spike S1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	E2; SARS-CoV-2 Spike S1
ID гена	1489668
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 шиповидного белка S1 коронавируса (NP_828851.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB (Вестерн-блоттинг), ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV
SWISS	P59594
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	С хладагентом