

Кроличья Поликлональная Антитело К Шиповидному Белку S1 Sars-Cov-2 Для ВБ, Иф/Икк, Ип, Ифа - P0Dtc2

Артикул: CM0021196



введение

Эта кроличья поликлональная антитело нацелена на субъединицу S1 шиповидного белка SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2), валидирована для ВБ, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Идеально подходит для исследований проникновения вируса и взаимодействия с клеткой хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАнтитело к шиповидному белку S1 SARS-CoV-2
Примечания/Альтернативные названия	шиповидный гликопротеин; шиповидный белок S1 SARS-CoV-2
Идентификатор гена	43740568
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 11-682 шиповидного белка S1 коронавируса (YP_009724390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Холодовой пакет