

Поликлональные Антитела Кролика Против Внеклеточного Домена S2 Спайка Sars-Cov-2 Для Wb, Db, If/Icc, Ip И Elisa - P0Dtc2

Артикул: CM0023544



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные на внеклеточный домен (ECD) S2 спайка SARS-CoV-2. Валидированы для WB, DB, IF/ICC, IP и ELISA. Распознают человеческий белок и SARS-CoV-2. Подходят для исследований вирусного проникновения и слияния.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	шиповый гликопротеин; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
Вид	Кролик
ID гена	43740568
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 686-1214 внеклеточного домена S2 спайка SARS-CoV-2 (YP_009724390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	Сумка со льдом