

Поликлональное Антитело Против Шиповидного Белка Sars-Cov Для Wb И Elisa — P59594

Артикул: CM0020972



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на гликопротеин Spike (E2) SARS-CoV. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с SARS-CoV. Идеально подходит для изучения проникновения вируса, слияния и механизмов уклонения от иммунного ответа хозяина.

[Узнать больше](#)

Основные характеристики и параметры продукта	
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Spike SARS-CoV
Примечания/синоним	E2; Spike SARS-CoV
Идентификатор гена	1489668
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600–700 шиповидного белка коронавируса (NP_828851.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	SARS-CoV
SWISS	P59594
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом