

Моноклональное Антитело К Rbd-Домену Белка Sars-Cov Spike Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P59594

Артикул: CM0006970



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против рецептор-связывающего домена (RBD) гликопротеина SARS-CoV Spike (P59594). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований проникновения вируса и иммунного уклонения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV Spike RBD Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID гена	1489668
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 RBD-домена белка SARS-CoV Spike (NP_828851.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV
SWISS	P59594
Молекулярный вес белка	139 кДа
Доставка	Сумка со льдом