

Поликлональные Антитела К Rbd S-Белка Sars-Cov Для Wb, Elisa - P59594

Артикул: CM0021814



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к рецептор-связывающему домену (RBD) S-гликопротеина SARS-CoV. Валидированы для методов WB и ELISA, служат ключевым реагентом для исследований коронавируса и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к RBD S-белка SARS-CoV
Примечания/Синонимы	E2; RBD S-белка SARS-CoV
ID гена	1489668
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 350-450 RBD S-белка коронавируса (NP_828851.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV
SWISS	P59594
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом