

Кроличий Моноклональный Антиген-Связывающий Фрагмент (Fab) Против Rbd S-Белка Sars-Cov Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P59594

Артикул: CM0002734



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против рецептор-связывающего домена (RBD) S-гликопротеина SARS-CoV (UniProt P59594). Валидировано для WB и ИФА, подходит для диагностических и исследовательских приложений, связанных с SARS-CoV.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS-CoV Spike RBD Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID гена	1489668
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 RBD S-белка коронавируса (NP_828851.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV
SWISS	P59594
Молекулярный вес белка	139 кДа
Доставка	В ледяном пакете