


Поликлональное Кроличье Антитело К Sars Для Wb, Ihc-P, Elisa — P49591

Артикул: CM0016249



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SARS (серил-ТРНК синтетаза), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Подходит для изучения трансляции и регуляции ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SARS
Примечания/алиасы	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6301
Идентификатор гена	6301
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого SARS (NP_006504.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49591
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Айс-пак