

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Anti-Sars/Seryl-Trna-Синтетазы (Sars1) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P49591

Артикул: CM0029703



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SARS (серил-tRNA-синтетазы, SARS1) для вестерн-блота, ИHC-P, IF/ICC и ИФА. Проявляют перекрестную реактивность с человеком, мышью и крысой. Необходимы для изучения трансляционной и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SARS Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Вид	Человек
GeneID (человек)	6301
GeneID	6301
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого SARS (NP_006504.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49591
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом