


Поликлональное Антитело К Sart1 (Кроличье Pab) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — O43290

Артикул: CM0029059



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SART1 — фактор сплайсинга U4/U6.U5 три-snRNP. Валидировано для применения в WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для диагностических и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SART1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HAF; Ara1; HOM51; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
Вид	Человек
GeneID	9092
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43290
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Холодильный пакет