

Кроличья Поликлональная Антитело Против SART3 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q15020

Артикул: CM0014680



введение

Кроличья поликлональная антитело против SART3, фактора рециклинга сплайсосом. Валидирована для WB, IHC-P, ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования сплайсинга мРНК и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SART3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9733
Идентификатор гена	9733
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 664-963 человеческого SART3 (NP_055521.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15020
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Ледяной пакет