


Кроличья Поликлональная Антитело Против Sat1 Для Вб, Ифа - P21673

Артикул: CM0028223



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SAT1, валидированное для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает SAT1, также известный как SSAT, участвующий в ацетилировании полиаминов. Перекрестно реагирует с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAT1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6303
GeneID	6303
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-171 человеческого SAT1 (NP_002961.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P21673
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодильник