


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Satb1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Игх (Парафиновые Срезы), Ифа - Q01826

Артикул: CM0006660



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против SATB1, подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестная реакция с SATB1 человека, мыши и крысы. Для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SATB1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DEFDA; KTZSL; SATB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6304
GeneID	6304
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 572-763 человеческого SATB1 (NP_002962.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01826
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	С ледяным пакетом