


Анти-Satb1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ip, If-P, Ihc-P, Ифа - Q01826

Артикул: CM0024767



введение

Кроличья поликлональная антитело к SATB1, валидированная для WB, IP, IF-P, IHC-P, ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований ремоделирования хроматина, развития Т-клеток и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SATB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DEFDA; KTZSL; SATB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6304
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 572-763 человеческого SATB1 (NP_002962.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01826
Молекулярный вес белка	86 кДа
Доставка	В ледяном пакете