


Моноклональное Антитело Против Satb2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Артикул: CM0003591



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SATB2, валидировано для WB, IF, IHC, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований хроматина и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SATB2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23314
GeneID	23314
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 634-733 человеческого SATB2 (NP_001165980.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UPW6
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом