


Анти-Satb2 Кроличья Поликлональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

Артикул: CM0022425



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SATB2 (SWISS: Q9UPW6). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Подходит для исследований регуляции транскрипции, нейроразвития и дифференцировки остеобластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SATB2 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23314
ID гена	23314
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 634-733 человеческого SATB2 (NP_001165980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UPW6
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом